

Figura 1: Tabela com dados de CTDI_w medido e fornecido pelo fabricante.

Equipamento				Medido			
tensão eq	corrente eq	PKA	kerma acumulado	taxa de dose	Area	PKA	Posição Phantom
kV	mA	mGy.cm ²	mGy	uGy/s	cm ²	mGy.cm ²	
80	6	1627,3	1,581	36,89	340	537,54	posição central
	5,9	763,8	1,223	45,50		415,82	12 h
	5,9	766,7	1,363	31,72		463,42	3 h
	6	766,7	1,337	31,10		454,58	3 h
	5,9	761,5	2,431	59,04		826,54	6 h
	6	760,8	2,658	63,45		903,72	9 h
			média borda	1,92	CTDI _{100,borda}		
			Central	1,58	CTDI _{100,centro}		
			CTDI_w	1,81	mGy		
			CTDI_w (mGy)	1,88	conforme equipamento		

Figura 2: Geometria para medição do PKA no ar.

